

ПОПРАВКА К ГОСТ Р 54368-2011**МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ****Определение растительных компонентов в сыпучих добавках гистологическим методом**

ОКС 67.120.10

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 7	Весы лабораторные общего назначения с пределом абсолютной погрешности однократного взвешивания не более $\pm 0,01$ мг.	Весы лабораторные общего назначения с пределом абсолютной погрешности однократного взвешивания не более $\pm 0,01$ г.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Росстандарта России
rst.gov.ru
по состоянию на 08.04.2023